



BIO VISION

BIO VISION Kapselspannring

- Stabilisiert den Kapselsack
- Stützt effektiv bei geschwächten Zonulafasern
- Gewährleistet eine optimale Positionierung der IOL, z. B. bei einer Subluxation
- Kann die Proliferation und Migration von Epithelzellen hemmen und so die Wahrscheinlichkeit einer Kapseltrübung verringern
- Dient der Prävention einer Kapselsackschrumpfung

MODELLE	CTR11	CTR12	CTR13
GESAMT-DURCHMESSER	11.00 mm	12.00 mm	13.00 mm
INZISIONSDURCHMESSER	9.70 mm	10.40 mm	11.40 mm
MATERIAL	PMMA (transparent / blau)		