



## IRIS RETRACTOR

Der **IRIS RETRACTOR** ermöglicht eine mechanische Erweiterung der Pupille, wenn dies pharmakologisch nicht möglich ist. Es ist eine einfache, sichere und schnelle Alternative, die Operationszeit signifikant zu verkürzen.

Der **IRIS RETRACTOR** ist ein Set, bestehend aus fünf flexiblen Haken aus hellblauem Polypropylen-Monofilament. Aufgrund ihrer Beschaffenheit kann die Möglichkeit eines Traumas der Iris reduziert werden (schon durch vier Retraktoren wird eine angemessene Irisdilatation erreicht).

### INDIKATOREN

- Hervorragender Halt und optimale Anpassung der Pupillengröße
- Dehnt und hält die Iris für eine optimale Sicht während des Eingriffs
- Geeignet für phake, aphake und pseudophake Augen