



## BIO-BLUE PFS

**BIO-BLUE** ist eine sterile, biokompatible, intraokulare Lösung zur Färbung der vorderen Kapsel bei einem reifen Katarakt, sowie der epiretinalen Membranen während der Vitrektomie.

<b>INHALT</b>	1 x 1.0 ml Spritze mit einer sterilen 27G-Einweg-Kanüle 1.0 ml enthält 0.06% (w/v) Trypanblau-Lösung
<b>HERSTELLUNG</b>	Trypanblau, Natriumchlorid und wässrige, isotonische Basis
<b>PH</b>	6.8 bis 7.6
<b>HALTBARKEIT</b>	3 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>LAGERUNG</b>	2°C bis 35°C lagern (vor Sonnenlicht schützen)